

西宝生物现货促销

产品类别:

[通用试剂](#)

[缓冲液系列](#)

[抗生素系列](#)

[氨基酸系列](#)

[蛋白质、酶、核酸系列](#)

[表面活性剂、乳化剂、湿润剂系列](#) 分离介质系列

[电泳试剂系列](#)

[植物生长激素系列](#)

[引发剂系列](#)

[生物染料和指示剂](#)

[试剂盒](#)

[培养基系列](#) (口水进口和国产常用检验, 接受订制生产用特殊规格培养基产品)

2007 年新春特价 (促销期 2007 年 01-10 至 2007 年 03-15; 后期恢复正常价格!)

183995	Tris , >99.9%, 分子生物级超纯	75.0/ 500g	600.0/ 5Kg	2650.0/ 25Kg	Seebio
142021	Glycine , 甘氨酸; >99.5%	75.0/ 500g	600.0/ 5Kg	2650.0/ 25Kg	Seebio
101510*	Acrylamide , 丙烯酰胺; >99.0%, 电泳级	75.0/ 500g	600.0/ 5Kg	2650.0/ 25Kg	Seebio

通用试剂 (还有更多系列, 欢迎来电咨询或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
134701▲*	DTT, 1,4-二硫代苏糖醇	200.0/5g	2500.0/100g	>99.5%,Merck
148941▲*	IPTG, 异丙基-B-D-硫代半乳糖苷	580.0/10g	3500.0/100g	>99.0%,Merck
127626*	DHBS, Sodium Salt	1320/100g		AR, Seebio
144810	Hyaluronic acid sodium salt 透明脂酸钠	100mg	165.0/100mg	Japan
163803▲*	多聚蛋白胍	430.0/500g	20X500g 询价	Japan
LP0021B▲	Yeast Extract,酵母粉(酵母抽提物)	145.0/500g		生物培养基, Oxoid
LP0042B▲	Tryptone ,胰蛋白胍	260.0/500g		生物培养基, Oxoid
102281▲*	Agar powder,琼脂粉(1200P/cm2)	128.0/500g	900.0/5Kg	
111531*	D-生物素 (维生素 H)	206.0/1g		AR 级,Seebio
122450*	α-环糊精	380.0/50g		>99.0%, Seebio
122461*	β-环糊精	118.0/500g		>99.0%, Seebio
037-10643	γ-环糊精	580.0/5g		>99.0%, Seebio
039-10642*	γ-环糊精	1713.6/25g		>99.0%, Seebio
122464*	羟乙基-β-环糊精	680.0/50g		>99.0%, Seebio
122465*	羟丙基-β-环糊精	300.0/50g		>99.0%, Seebio
122466*	磺丁基β-环糊精	680.0/50g		>99.0%, Seebio
122467*	甲基-β-环糊精	580.0/50g		>98.5%,Seebio
122469*	葡萄糖基-β-环糊精			
184970*	尿素	60.0/500g	500.0/5Kg	Sigma
E174*	DEPC,焦碳酸二乙脂(液体)	460.0/25g		Amresco

0314	甲酰胺	380.0/950ml		>99.5, Seebio
131961	DMF N,N-二甲基甲酰胺	96.0/500ml		>99.9%,分析试剂;
133050▲*	DMSO,二甲基亚砷	45.0/100ml	1120.0/4L	>99.0%, Seebio
152790▲*	2-Mercaptoethanol ,β-巯基乙醇	98.0/100ml	1098.0/4L	AR, Seebio
141671	Glutaraldehyde 戊二醛 (50%)	798.0/500ml		>99.0%, Seebio
180121▲*	TEMED 四甲基乙二胺	88.0/100ml	3000.0/5L	>99.0%
162981*	Mineral Oil 石蜡油	56./100 ml	250ml、4L	0.05%-0.15%用
105541*	Enzyme Stabilizer 酶稳定剂	750.0/100g		AR, Seebio
116968*	蛋白(酶)稳定剂 SHE-50	210.0/100g	590.0/500g	AR, Seebio
122468*	蛋白(酶)保护剂 AEP-HBC	720.0/100g	2800.0/500g	AR, Seebio
G7765	Gelatin,明胶	988.0/1L		>99.5%, Seebio
141821*	Glycerol,甘油	35.0/250ml	400.0/5L	>99.9%, 抗冻剂及医药合成等
169621▲	1,3-Propanediol 1,3-丙二醇	475.0/250ml		USP Grade, >98.0 % ,Seebio
107861	D-Arabinose D-阿拉伯糖	450.0/100g		>98.5%, Seebio
182273▲*	Trehalose Dihydrate,海藻糖	258.0/25g	890.0/100g	>99.0%, Seebio
186161*	D(+)-木糖	90.0/100g		>99.0%, Seebio
152310*	D-Mannitol ,D-甘露醇	95/500g		>99.0%,Seebio
136341	Hydroxy urea,羟基脲	190.0/50g		>98.0%,生化研究;
175361*	Sodium Cholate 胆酸钠	120.0/50g		Reagent Grade, >99.0%
176401	丙酮酸钠	280.0/100g		
178270	Taurine ,牛磺酸	260.0/500g		>99.5%, Amresco
E177	EDTA,乙二胺四乙酸	95.0/500g	800.0/5Kg	>99.5%, Seebio
1137290*	乙二胺四乙酸; EDTA (Free Acid)	145/500g		>99.5%, Seebio
137301*	EDTA-2K,乙二胺四乙酸二钾盐	360.0/500g	638.0/Kg	>99.5%, Seebio
137336*	EDTA-3K,乙二胺四乙酸三钾盐			
137330▲*	EDTA-2Na,乙二胺四乙酸二钠盐	90.0/500g	790.0/5Kg	>99.0%,波长 520nm
137481*	EGTA 乙二醇双(2-氨基乙基)醚-N,N',N,N'-四乙酸	861.3/50g		
180101▲*	TMB-HCl 3,3',5,5'-四甲基联苯胺(盐酸盐)	80.0/1g	1500.0/25g	>99.0%, Advanced
180090▲	TMB 3,3',5,5'-四甲基联苯胺(游离胺)	80.0/1g	1500.0/25g	>99.0%, Advanced
164892▲*	OPD 邻苯二胺片剂(1Tab/5ml 工作液)	150.0/100Tab		6mg/90mg,Seebio
184978*	过氧化脲	450.0/250g		Biotech, Seebio
131945	Proclin 300 防腐剂(Supelco 原装)	1650.0/400ml	10440/3.6L	Biotech,0.5‰-1‰用.
175030*	防腐剂 N3 (NaN3)	68.0/100g	380.0/1Kg	Biotech,Seebio
113408	广谱高效杀菌剂,BRONOROL	190.0/100g		0.3‰-0.7‰使用.Seebio
117453	改性聚乙酰胺	650.0/100ml		Purity, >98.0%
146261	N-羟基琥珀酰亚胺 N-Hydroxysuccinimide	224.0/100g		High Purity Grade, >98.0%
112190	缩二脲 Biuret	560.0/100g		Purity, >98.0%
152308	低聚异麦芽糖 Isomaltose Hypgather	136.0/250g		Purity, >98.0%
155081	N-甲基-D-葡胺 N-Methyl-D-glucamine	256.0/250g		USP Grade, >99.0%
178230	D-酒石酸 D-Tartaric Acid	125.0/500g		Purity, >99.0%
178270	牛磺酸 Taurine	295.0/500g		USP Grade, >99.0%
186165	D-木糖醇 D-Xylitol	95.0/100g		USP Grade, >98.0%
119910*	胆固醇 Cholesterol	370.0/250g		Ultra Pure, ≥99.0 % (GC)

121265	辅酶 Q10 Coenzyme Q10	800.0/5g		USP Grade, >98.5%
185834*	维生素 K2(20) Vitamin K2(20)	1000.0/5g		USP Grade, >98.5%
185834	维生素 K2(20) 油状			
1858343	维生素 K2(20) 粉状 0.13%			
185835	维生素 K2(35) Vitamin K2(35)	1000.0/1g		USP Grade, >80.0%
1858373	维生素 K2(35) Vitamin K2(35) 粉状 0.13%			
185838	维生素 K2(45) Vitamin K2(45)	800.0/5g		USP Grade, >98.5%
185821	维生素 K1(油状) Vitamin K1 (Cis-K1 ≤5.0%)	360.0/5g		USP Grade, HPLC>99.5%
170726*	双盐酸吡哆胺 Pyridoxamine Dihydrochloride	659.5/5g		USP Grade, >98.0%
177078*	顺-15-二十四碳单烯酸 cis-15-Tetracosenic Acid	350.0/1g		>95.0%
177596*	三氯蔗糖 Sucralose	180.0/5g		Assay ≥98.5%
111310	胆红素 Bilirubin(ex pig)	750.0/1g		>99.5%
137793	对羟基苯甲酸甲脂钠	250.0/100g		Purity, >98.0%
182415*	2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸 TBHBA	1450.0/100g		>99.0%(波长 520-550nm)
140205	CNP-AFU 底物	2950.0/1g		Purity, >98.0%
160681*	邻硝基-β-D-吡喃半乳糖苷 ONPG	698.0/5g		BioChemika, ≥99.0% (HPLC)
160680*	邻硝基-β-D-吡喃葡萄糖苷 ONPG	498.0/5g		BioChemika, ≥99.0% (HPLC)
	对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷 (PNPG) (α-糖苷			BioChemika, ≥99.0% (HPLC)
160710	酶底物) Nitrophenyl-α-D-Glucopyranoside(PNPG)	495/1g		
	对硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖苷 (PNPG)			Purity >98.0%
160712	Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside(PNPG)	785/1g		
160721	对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 PNP-NAG	620/1g		Ultra Pure, ≥99.0% (HPLC)
104421*	4-氨基安替比林 4-Aminoantipyrin	100.0/25g		Purity, >98.0%
145521*	HEDTA-Na3	80.0/5g	100g	Purity, >98.0%
149201*	α-酮戊二酸 α-Ketoglutaric Acid	450.0/250g		Purity, >99.0%
149203*	α-酮戊二酸钠 α-Ketoglutaric Acid Salt	650.0/250g		Purity, >99.0%
159835	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺单胺盐 γ-GT	180.0/1g	1200.0/10g	BioChemika, ≥99.0% (HPLC)
160781*	对硝基苯基磷酸钠六水合物 Pnpp	576.0/25g	1950.0/250g	BioChemika, ≥99.0% (HPLC)
150081	大豆磷脂	125.0/50g		Biotech
163783	蛋白胨 Peptone	125.0/500g		Biotech
162981	液体石蜡(矿物油)	35.0/100ml		High Purity Grade, >99.9%
163850	示蛋白胨 Proteose peptone	125.0/500g		Assay(oxidimetric): >99.5%
166490*	苦味酸 Picric Acid	65.0/50g		Purity, >98.0%
176041*	偏钒酸钠 Antioxidant PVN	165.0/50g		Purity, >98.0%
176361	焦磷酸钠	65.0/50g		Biotechnology Grade, >99.0%
176701	四苯硼钠(四苯基硼酸钠)	65.0/50g		Purity, >98.0%
A10704*	碳化二亚胺盐酸盐 EDC.HCl	456.0/25g		High Purity Grade, >98.0%
	钙镁试剂	1485.0/25g		High Purity Grade, >98.0%
	L-乳酸锂	3850.0/500g		High Purity Grade, >98.0%
133110	1,3-二甲基脲 1,3-Dimethylurea	175/500g		
	氯化十六烷基吡啶(西吡氯铵) Cetylpyridinium			
104006	Chloride		500 mg	

123703	去氢胆酸钠			
140007	1, 6-二磷酸果糖镁盐			
140081	果糖-1, 6-二磷酸钠			
	2-氯-4-硝基苯- α -L-岩藻糖苷 (CNP-Afu)			
140201*	2-Chloro-4-nitrophenyl-Alpha-L-Fucosidase(CNP-AFu)	2850/1g		
140510	D-半乳糖 D-Galactose	365/100g		
146181	8-羟基喹啉 8-Hydroxyquinoline	675/250g		ACS Grade, >99.0%
102447	烟酰胺(维生素 PP) Niacinamide	126/100g		Purity, >98.0-100%
	甘氨酸-脯氨酸-对硝基苯胺对甲苯磺酸盐			Biotechnology Grade, >99.0%(TCL)
159841	Gly-Pro-Pna(GPDA)	1150/1g		
163805	蛋白保护剂 TY Protein protectant TY	195/100g	650/500g	Protein content, >92.0%
170701*	5-磷酸-吡哆醛 Pyridoxal-5-Phosphate	102/1g		>99.0%
171945	L-鼠李糖 L-Rhamnose	455/100g		
172310	D-核糖 D-Ribose	228/50g		\geq 99.0%
175641	氟化钠			
176310*	十二水合磷酸钠 Sodium Phosphate Dodecahydrate	85/100g		Purity, >99.0%
176861	山梨醇 D-Sorbitol	75.7/100g		purity, >99.0%
177181*	183Cl			
177185*	183Br (样品)			
177187	十八烷基二甲基苄基氯化铵			
	色原 TOPS (波长范围 550nm)			BioChemika, \geq 97.0 %
184049	n-乙基-间甲苯胺丙磺酸钠	1250/25g		(Absorbance)
534-02315*	Hyflo Super-Cel (R)			
537-02305*	Celite No. 545			
FA1100	氯化胆碱 (样品)			
T51650*	Montanide ISA 720 适用于人或动物用的免疫佐剂			10 \times 3ml
	Montanide ISA 51 VG 适用于人或动物用的免疫佐剂			10 \times 3ml
T52010*	剂			

缓冲液系列 (还有更多系列, 欢迎来电咨询或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
146710*	Imidazole, 咪唑	80.0/100g	350.0/500g	>99.5%, Seebio
111821*	BES, N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙烷磺酸	450.0/100g		>99.0%, Seebio
111830	Bicine; N,N-二-羟乙基甘氨酸	150.0/50g	550.0/250g	>99.0%, Seebio
122743*	CAPS	100.0/50g	380.0/250g	>99.0%, Seebio
122745*	CAPSO	230.0/50g	850.0/250g	>99.0%, Seebio
220201	CHAPS	80.0/1g	300.0/5g	Merck 分装
122435	CHES	175.0/50g	650.0/250g	>99.0%, Seebio
157379*	MES; 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸	100.0/50g	380.0/250g	>99.0%, Seebio
157381*	MOPS (Free Acid)	100.0/50g	380.0/250g	>99.0%, Seebio
157383	MOPSO (Free Acid)	280.0/50g	985.0/250g	>99.0%, Seebio
157385*	MOPSO (Sodium salt)	280.0/50g	985.0/250g	>99.0%, Seebio
166741*	PIPES (Free Acid)	100.0/50g	385.0/100g	>99.0%, Seebio
J597	POPSO; 哌嗪-1,4-羟基二丙磺酸	250.0/50g	985.0/250g	>99.0%, Seebio

A0511	HEPES (Sodium salt, 2Na)	95.0/50g	385.0/250g	>98.0%, Seebio
157384*	HEPES (Sodium salt, 1Na)	95.0/50g	385.0/250g	>98.0%, Seebio
	HEPES (Sodium salt, 1/2Na)	95.0/50g	385.0/250g	>98.0%, Seebio
145570*	HEPES (Free Acid)	90.0/50g	360.0/250g	>99.0%, Seebio
145575	HEPPS(EPPS)	175.0/50g	650.0/250g	>99.0%, Seebio
145577	HEPPSO	260.0/50g	950.0/250g	>99.0%, Seebio
184006	TAPS (Free Acid)	130.0/50g	450.0/250g	>99.0%, Seebio
184007	TAPSO (Free Acid)	280.0/50g	850.0/250g	>99.0%, Seebio
184010	TES 三(羟甲基)甲胺基乙磺酸	280.0/50g	850.0/250g	>99.0%, Seebio
184030	TRICINE 三(羟甲基)甲基甘氨酸	120.0/50g	450.0/250g	>99.0%, Seebio
184001	Tris-HCl 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐	150.0/100g	358.0/250g	>99.0%, Seebio
183994	Tris Acetate 三羟甲基氨基甲烷乙酸盐	150.0/100g	358.0/250g	>99.0%, Seebio
184005	Bis-Tris	258.0/100g	1158.0/500g	>99.0%, Seebio

抗生素系列 (还有更多系列, 欢迎来电咨询或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
101550	放线菌酮, Actidione	990.0/1g		Seebio, 抑制酵母的蛋白合成.
101553	放线菌酮 D(更生霉素), Actinomycin D	1870.0/10mg		溶解于乙醇稀释存储, 抑制转录, 特异性结合 DNA 的 DG(3'5')DC 部位. 新霉素类似物. 细菌的新霉素抗性基因(NEO)能在真核细胞中表达, 当 NEO 基因与能有效转录的真核 DNA 序列连锁时就能获得有效的表达, NEO 基因编码一种磷酸转移酶, 这种酶能使 G418 失活, 所以当细胞表达了这种抗性基因后就能在含 G418 的选择培养基中存活. 这种选择系统适用于所有的细胞类型.
345810▲*	基因素 G-418 (>700U/mg)	280.0/1g		
106763▲*	氨苄青霉素钠, Ampicillin sodium	136.0/ 5 g		Seebio, 抑制细菌的细胞壁形成.
106765▲*	羧苄青霉素钠, Carbenicillin disodium	260/500mg	450.0/1g	Seebio, 抑制农杆菌属的生长, 抑制肽聚的交联.
118167*	氯霉素, Chloramphenicol	210/5g		Seebio, 抑制蛋白酶的合成.
135141*	强力霉素, Doxycycline	208/1g		Seebio, 盐酸盐.
161990▲*	制霉菌素, Lincomycin	120./100mg	758.0/ 1 g	Seebio; >4400U/mg
157061▲	丝裂霉素 C; Mictomycin C	580/2mg		Seebio, DNA 合成抑制剂.
123290	细胞色素 C; Cytochrome C	950.0/500mg	1g、 5g	
121281	秋水仙碱; Colchicine	560.0/1g	5g、 10g	
159101▲*	新霉素硫酸盐, Neomycin sulfate	98/1g		Seebio, 抑制蛋白质合成.
106750▲*	两性霉素 B , Amphotericin B	180/10mg		Seebio
117877▲*	头孢噻肟钠, Cefotaxime sodium	180/1g		Seebio, 抑制肽聚糖的交联. 用在植物转化时杀死植物组织中的农杆菌, 抑制革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌, 抗 B-内酰胺酶
179535	四环素, Tetracyclin HCl	110/5g		Seebio, 抑制细菌蛋白质合成, 溶于乙醇, 不溶于水.
108861	杆菌肽, Bacitracin	268.0/5Ku		Seebio
161276▲*	卡莫司汀; Carmustine	1200./100mg	9600./1g	>97.0%
177295▲*	链脲佐菌素 Streptozotocin	450.0/500mg		>99.5%, Biotechnology
117879*	头孢曲松钠	238.0/ 5 g		>99.0%, Biotechnology
158893▲*	头孢唑啉钠	298.0/ 5 g		>99.0%, Biotechnology
172390▲*	利福平 Rifampicin (Rifampin)	650.0/ 1 g		>97.0~102.0%, USP Grade
152585*	氧氟沙星	690.0/ 5 g		>98.5~101.5%
108348*	盐酸环丙沙星	613.0/ 5 g		> 98.0~102.0%

152589	盐酸氧氟沙星	338.0/ 1 g		>98.5%(dry)
115061*	硫酸卡那霉素	160.0/ 5 g		>681U/mg
140913*	硫酸庆大霉素	125.0/5g		590mcg/mg
177290	硫酸链霉素	78.0/25g	278.0/100g	766 U/mg
118167	氯霉素 Chloramphenicol	150.0/ 5 g		>99.0% ,USP Grade
130948	罗红霉素	138.0/ 1 g		>97%,Biotechnology
103465	伊曲康唑 Itraconazole	810.0/100mg		>99.0%
100657*	氟康唑 Fluconazole	755.0/250mg	1755.0/1g	Purity, >98.5%(TLC)
106621*	阿莫西林 Amoxicillin	250.0/ 5 g		>98.0% ,USP Grade
122492*	酮康唑	750.0/250mg	1755.0/1g	>98.0% ,USP Grade
124715*	盐酸洛美沙星 Lomefloxacin	460.0/ 1 g		>98.0% ,USP Grade
136121*	红霉素 Erythromycin	95.0/ 5 g		>850ug/mg
150527	盐酸克林霉素	860.0/ 1 g		>98.0% ,USP Grade
163157	磷霉素钠	165.0/ 5 g		>98.0% ,USP Grade
162637*	苯唑西林钠 Oxacillin Sodium	349.0/ 1 g		Purity, >90.0%(TCL)
166743*	哌拉西林	850.0/1g		>98.0% ,USP Grade
166745*	哌拉西林钠	750.0/1g		>98.0% ,USP Grade
168403*	克拉维酸钾	890.0/1g		>98.0% ,USP Grade
172672*	盐酸左旋咪唑	550.0/1g		>98.0% ,USP Grade
106627	阿奇霉素	760.0/5g		>98.0% ,USP Grade
168408	林可霉素盐酸盐	450.0/1g		>98.0% ,USP Grade
168405	克林霉素盐酸盐	650.0/1g		>98.0% ,USP Grade
104310	甲氨喋呤 methotrexate			
109815*	阿齐霉素 Azithromycin	760/5g		945~1030µg/mg
150525	盐酸林可霉素 Lyncomycin, HCl	670/5g		Purity, >95.0%(TCL)
151950	DL-苹果酸 DL-Malic Acid			
152023	盐酸大麦芽碱 (样品)			

氨基酸系列 (还有更多系列, 欢迎来电咨询或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
102621	L-Alanine, L-丙氨酸	80.0/100g		>99.5%,生化研究
108410	L-天冬酰胺	95.0/100g		High Purity Grade, >99.0%
108441*	L-天冬氨酸	150.0/500g		High Purity Grade, >99.5%
108445*	L-天冬氨酸钾盐 L-Aspartic Acid	387/500g		
108430	DL-天冬氨酸 DL-Aspartic Acid	320/500g		High Purity Grade, >99.0%
108443	L-天冬氨酸镁/钾/钠 (108443/5/7)	185.0/100g	询价/1Kg	
141630▲*	L-谷氨酰胺	80.0/50g		
142210▲*	双甘肽	380.0/100g	询价/1Kg	
100650	N-乙酰-L-半胱氨酸 N-Acetyl -L-Cysteine	285.0/100g		Biotechnology Grade, >99.5%
100655	S-羧甲基-L-半胱氨酸 N-Acetyl -L-Cysteine	285.0/25g		Biotechnology Grade, >99.0%
123115*	L-半胱氨酸盐酸盐 L-Cysteine hydroxychloride	200/100g		High Purity Grade, >99.0%
100723*	N-乙酰-L-谷氨酰胺	225.0/25g		Biotechnology Grade, >99.0%
170901*	L-焦谷氨酸	125.0/25g		Biotechnology Grade, >98.0%
141521	L-谷氨酸 L-Glutamic Acid	85/100g		Biotechnology Grade, >99.0%
102626	N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 Ala-Gln	280.0/5g		Biotechnology Grade, >99.0%

	甘氨酸-L-谷氨酰胺	380.0/1g	
142214*	甘氨酸-L-酪氨酸	380.0/1g	
107980	L- 精氨酸 L-Arginine	313.0/250g	USP Grade, >99.0%
146070	L-羟脯氨酸 L-Hydroxyproline	345.0/100g	Biotechnology Grade, >99.0%
150201	L-亮氨酸 L-Leucine	195.0/100g	Biotechnology Grade, >99.0%
151290*	L-赖氨酸盐酸盐 L-Lysine HCl	135.0/250g	USP Grade, >99.5%
181110	L-苏氨酸 L-Threonine	95.0/100g	Biotechnology Grade, >99.0%
184621*	L-酪氨酸 L-Tyrosine	185.0/250g	Biotechnology Grade, >99.0%
142025	N,N- 二羟乙基甘氨酸		
148561	L-异亮氨酸 Isoleucine	560/100g	Purity, >99.0%
153390	L-蛋氨酸 (甲硫氨酸) L-Methionine	225/100g	Biotechnology Grade, >99.0%
173670	L-丝氨酸 L-Serine	288/100g	Biotechnology Grade, >99.0%
185270	L-缬氨酸 L-Valine	766.8/500g	Biotechnology Grade, >99.0%

蛋白质及酶、核酸系列 (还有更多系列, 欢迎来电咨询或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
102730▲	Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白	450.0/100g	询价/1Kg	>98.0%, Faction V, Seebio
	Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白	750.0/100g	询价/1Kg	>98.0%, Faction V, Roche
135373▲*	Egg albumin,卵清蛋白	85.0/100g	300.0/500g	BR 级. Amresco
C8654	Casein sodium salt,酪蛋白	535.0/1Kg		Sigma 原装
116921	Casein 酪蛋白 (酸解)	85/100g		
164043▲*	辣根过氧化物酶(Sigma 分装),HRP	1270./100mg	1g、10g	RZ>3.0,Sigma
11370600	己糖激酶 200KU/瓶			
20023CP	重组 3C 蛋白酶 recombination 3C protease	2600/500U		
	3- α -羟基类固醇脱氢酶 3 α -HSD II			30 U/mg
HSDII-942-58	3-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase			
G30-321	L-alpha-甘油磷酸氧化酶			100ku/支; 1000ku/支
GYK-301	甘油激酶			50ku/支
LCD-211	乳酸脱氢酶			100ku/瓶
LPL-896-3	脂蛋白脂肪酶 Lipoprotein Lipase			
	苹果酸脱氢酶 Malate Dehydrogenase 100ku/瓶			
	胆固醇氧化酶 Cholesterol Oxidase			
	尿酸酶 Uricase			2ku/瓶
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶			
	Glucose-6-phosphate Dehydrogenase			100 U/mg
	抗坏血酸氧化酶 Ascorbate Oxidase			200 U/mg
185001	尿素酶 Urease	366/25KU		
101661	Adenine 腺嘌呤	190.0/25g	询价/1Kg	生化试剂;测定烟酸.Seebio
101701	Adenoside 腺苷	260.0/25g	询价/1Kg	High Purity,生化研究.Seebio
142870*	鸟苷	150.0/10g	860.0/100g	>98.0%, USP Grade
	5' - 三磷酸鸟苷 Guanosine-5' -			
142987	Triphosphate (GTP)	490/50mg		Purity, >97.0%
147150*	肌苷	150.0/10g	860.0/100g	>99.6%, USP Grade
123121	胞嘧啶核苷 Cytidine	475/50g		>99.0%

来源于布克霍尔氏菌用途: 甘油三酯测定 Triglyceride Determination 形态: 白色粉末最适 pH: 7.0 最适温度: 50° C 规格: 酶活力 \geq 1,000 u/mg(37° C)

123310	胞嘧啶 Cytosine	1225/50g		Ultra Pure Grade , >99.0%
139850	氟尿嘧啶 5-Fluorouracil	619/10g		>98.5%
100315	四乙酰核糖 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-furanoribose	180.0/5g		>99%,生化试剂,,医药级.
108610	6-氮杂尿嘧啶 6-azauridine	168.0/1g		>99%,生化试剂,,医药级.
185041	尿苷 Uridine	350.0/25g		>99%,生化试剂,,医药级.
101730▲*	ADP-2Na; >98.0%	128.0/1g	585.0/5g	Roche-129062
101770▲	ADP-K; >98.0%	585.0/5g	询价/1Kg	
101881▲*	AMP-2Na; >98.0%	100.0/5g	询价/1Kg	Roche-94
101950▲*	ATP, 2Na; >99.5%	100.0/5g	400.0/25g	>99.5%
481915	硫代-NAD; Thio-NAD	1680.0/250mg	5280.0/1g	Biotech,Seebio
481911▲	氧化型辅酶 I; NAD	170.0/1g	700.0/5g	Roche- ; >98.0%
481913▲*	还原型辅酶 I; NADH, 2Na	260.0/1g	1100.0/5g	Roche-4634; >97.0%
481972▲	氧化型辅酶 II; NADP, 2Na	800.0/1g	3500.0/5g	Roche-4669; >97.0%
481973▲	还原型辅酶 II; NADPH, 4Na	1500.0/250mg	4800.0/1g	Roche-41939; >97.0%
0458▲	胰蛋白酶 1:250	160.0/25g	1198.0/250g	生化研究.Amresco
151330▲*	Lysozyme ,溶菌酶 (>20000U/mg)	90.0/5g	360.0/25g	生化研究.Seebio
110-00691▲*	细胞裂解酶	1380.0/1g		WAKO
170290▲	蛋白酶 K	350.0/100mg		Merck
141710▲*	Glutathione oxidized 谷胱甘肽(氧化型)	580.0/5g	询价/100g	>98%,生化研究,医药级.
141730▲*	Glutathione reduced 谷胱甘肽(还原型)	280.0/10g	询价/100g	>99%,生化试剂,,医药级.
102117*	Kinetin 糠氨基嘌呤 (激动素/动力精)	104/100mg		
144790	透明质酸 149 万/152 万 (样品)			
144811	透明质酸钠 112 万/100 万 (样品)			
146390	次黄嘌呤 Hypoxanthine			Assay, ≥98.0%(HPLC)

表面活性剂、乳化剂、湿润剂系列 (还有更多系列, 欢迎来电询问或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
175583▲	SDS 十二烷基硫酸钠 >99.5%	65.0/100g	195.0/500g	生化研究; Seebio
175581*	SDS 十二烷基硫酸钠 >99.0%			
167753*	聚乙烯吡咯烷酮 -K30 PVP	80.0/100g	280.0/500g	>99.5%,Seebio
167755*	聚乙烯吡咯烷酮 -K90 PVP	100.0/100g	380.0/500g	>99.5%,Seebio
167221	PEG 1450/2000	78.0/500g		>99.0%
167228▲	PEG 3350/4000/6000/8000	95.0/500g		>99.0%
167250/81	PEG 10000/20000	135.0/500g		>99.0%
112370▲	Brij-35 布里杰-35	115.0/500g	900.0/5Kg	>99.0%,纯白色块状
105121*	AMP buffer 2-氨基-2-甲基-1-丙醇	45.0/250ml	750.0/5L	>99.0%, Seebio
184081▲*	Triton X-100 曲拉通 X-100	32.0/100ml	650.0/5L	>99.0%,Seebio
184490▲*	Tween 20 吐温-20	60.0/250ml	400.0/5L	AR, Seebio
184541▲	Tween 80 吐温 80	60.0/250ml	425.0/5L	
161682▲	湿润剂 NP-40	125.0/100ml		Reagent Grade, AR, Seebio
	湿润剂 P-40 (白色片状纯品) Nonidet			
1161681	P-40	235/250g		Reagent Grade, >99.0%
	湿润剂 P-70 (白色片状纯品) Nonidet			
161685	P-70	285/250g		Reagent Grade, >99.0%
	十烷基三甲基溴化铵(结晶粉末)	180.0/50g		

	十烷基三甲基氯化铵(结晶粉末)	180.0/50g		
134964*	十二烷基三甲基溴化铵(结晶粉末)	180.0/250g	380.0/Kg	>99.0%,Seebio
134966▲*	十二烷基三甲基氯化铵(结晶粉末)	250.0/250g	550.0/Kg	>99.0%,Seebio
179605*	十四烷基三甲基溴化铵	180.0/250g	380.0/Kg	>99.0%,Seebio
179607*	十四烷基三甲基氯化铵	195.0/250g	420.0/1Kg	>99.0%,Seebio
117891▲*	十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB)	185.0/250g	400.0/1Kg	>99.0%,表面活性剂.
117901*	十六烷基三甲基氯化铵	198.0/250g	420.0/1Kg	>99.0%,Seebio
	十八烷基三甲基溴化铵(结晶粉末)	250.0/50g		
	十八烷基三甲基氯化铵(结晶粉末)	250.0/50g		
	双烷基甲基吡啶衍生物 (血球五分类用)			>98.0%,表面活性剂、防腐剂
	OED60K 型发酵工业通用消泡剂			本产品是以聚环氧烷醚为主要成分,经特殊工艺加工而成的消泡产品,为最新产品。发酵阶段:消泡产品选用的首要条件是:对发酵用微生物菌种无污染毒害作用。消泡剂可以消除泡沫而减少溢流,同时可以消除罐内壁的淤积,避免发酵罐内容物的污染。我们推荐的消泡剂在 30℃ -40℃ 的温度范围内使用效果更佳。蒸馏---分离阶段:消泡产品选用的首要条件:对工艺的终端不造成干扰、最终产品中无消泡剂痕迹,使用高效且性能稳定的消泡产品显得十分重要。蒸发---浓缩阶段:推荐其温度适应范围为: 80℃ -120℃,
191021	Antifoam OED60K	560/250ml		
	OED24K 型酶制剂、抗生素发酵工业专用消泡剂			
191022	Antifoam OED24K	535/250ml		

分离介质系列 (还有更多系列, 欢迎来电询问或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
173221▲	葡聚糖凝胶 G-15	1280.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173230▲	葡聚糖凝胶 G-25	1380.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173241▲	葡聚糖凝胶 G-50	1580.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173250▲	葡聚糖凝胶 G-75	1680.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173290▲	葡聚糖凝胶 LH-20	1680.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173301▲	葡聚糖凝胶 CM-C25	1560.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
173321▲	葡聚糖凝胶 DEAE-A25	1560.0/100g	询价/1Kg	Biotech,Seebio
167664▲	聚蔗糖 400 (Ficoll 400) M: 400000	150.0/10g	320.0/25g	>99.0%, Seebio
124003	Dextran 葡聚糖 D-3 (MW 3000)			
124004	Dextran 葡聚糖 D-4 (MW 4000)			
124005▲	Dextran 葡聚糖 D-5 (MW 5000)	285.0/100g	询价/1Kg	Reagent Grade,>99.0%, Seebio
124006	Dextran 葡聚糖 D-6 (MW 6000)			
124007	Dextran 葡聚糖 D-7 (MW 7000)			
124009	Dextran 葡聚糖 D-9 (MW 9000)			
124010	Dextran 葡聚糖 D-10 (MW 10000)			
124011	Dextran 葡聚糖 D-11 (MW 11000)			样品
124020▲	Dextran 葡聚糖 D-20 (MW 20000)	285.0/100g	询价/1Kg	Reagent Grade,>99.0%, Seebio
124040▲	Dextran 葡聚糖 D-40 (MW 40000)	285.0/100g	询价/1Kg	Reagent Grade, >99.0%, Seebio
124050*	Dextran 葡聚糖 D-50 (MW 50000)			
124070▲	Dextran 葡聚糖 D-70 (MW 70000)	285.0/100g	询价/1Kg	Reagent Grade, >99.0%, Seebio
124500▲*	Dextran 葡聚糖 D-500 (MW 500000)	950.0/100g	询价/1Kg	Reagent Grade, >99.0%, Seebio
184005▲	Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 5000	580.0/50g	询价/1Kg	Ultra Pure Grade, >99.0% Seebio
184040▲	Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 4 万	650.0/50g	询价/1Kg	Ultra Pure Grade, >99.0% Seebio
184500▲*	Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 50 万	580.0/50g	询价/1Kg	Ultra Pure Grade, >99.0% Seebio
175241*	Sodium Caprylate 辛酸钠(白色粉末)	165.0/100g	2450./5Kg	>99.0%, Seebio
117401	Cellulose Microcrystallin,微晶纤维素	90.0/100g	630.0/1Kg	USP Grade, Seebio

117221	Cellulose CM 羧甲基纤维素	350.0/250g	1Kg、10Kg	USP Grade, 电泳、分离提纯.
117389	羟丙基甲基纤维素	265.0/50g	500g、5Kg	USP Grade
117225	甲基纤维素 Cellulose Methyl	225/100g		
103970*	碱性活性氧化铝			
117130*	硅藻土 545 Celite® 545RV	158.0/500g		
117150*	硅藻土 Celite	158.0/500g		

电泳试剂系列 (还有更多系列, 欢迎来电询问或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
183995▲*	Tris, >99.9%, 分子生物级超纯	75.0/ 500g	600.0/ 5kg	Seebio
142021▲	Glycine, 甘氨酸; >99.5%	75.0/ 500g	600.0/ 5Kg	Seebio
101510▲	Acrylamide, 丙烯酰胺; >99.0%, 电泳级	75.0/ 500g	600.0/ 5Kg	Seebio
154901▲	Bis-Acrylamide, 双丙烯酰胺(甲叉)	60.0/50g	800.0/1Kg	>99.0%, Seebio/ Amresco
0486▲*	Ammonium persulfate, 过硫酸铵	118.0/250g	180.0/500g	>99.0%. 分析试剂, Amresco
1106531*	Ammonium Sulfate 硫酸铵	98/500g		
142790▲*	Guanidine Hydrochloride, 盐酸胍	145.0/500g	900.0/5Kg	>99.0%, 生物级, Seebio
142792▲	Guanidine Hydrochloride, 盐酸胍	218.0/500g	950.0/2.5Kg	>99.5%, 分子生物级, Seebio
142821▲*	Guanidine Thiocyanate, 异硫氰酸胍	285.0/250g	890.0/1Kg	>99.0%, 生物级; Seebio
102515	琼脂糖 (超纯, 通用电泳级)	265.0/100g	2200.0/1Kg	凝胶强度 1200g/cm ² , Seebio
LP28A100▲	琼脂糖(超纯, 通用电泳级)	285.0/100g		凝胶强度 1000g/cm ² , Oxoid

植物生长激素系列 (还有更多系列, 欢迎来电询问或访问网站!)

货号	品名	促销价	大包装	纯度/备注
100021	Abscisic acid(ABA) 脱落酸或诱抗素	880.0/250mg	1g、5g	>98.0%, 植物生长调节素.
147001*	Indole-3-acetic acid (IAA) 吲哚-3-乙酸	275.0/25g		>99.0%, Seebio
147021*	Indole-3-butyric acid (IBA) 吲哚-3-丁酸	280.0/5g		>99.0%, Seebio
147030*	Indole-3-Propionic acid (IPA) 吲哚-3-丙酸	258.0/5g		>99.0%, Seebio
110390*	6-Benzylaminopurine (6-BA) 6-苄氨基嘌呤	88.5/500mg		ICN- IY10091
C2635	Chlormequat chloride 矮壮素	125.0/5g		
147030	Daminozide (B9) 丁酰肼 (比久)	195.0/10g		
101552	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2, 4-滴	165.0/100g		
100288	Gibberellic acid (GA3) 赤霉素	135.0/1g	565.0/10g	
147001	Indole-3-acetic acid (IAA) 吲哚乙酸	98.0/5g		
147021	Indole-3-butyric acid (IBA) 吲哚丁酸	150.0/5g		
140310	Kinetin(KT) 糠氨基嘌呤、激动素、动力精	150.0/1g		
158470*	α-Naphthalene acetic acid (NAA) 萘乙酸	120.0/25g		
163-17391	Paclobutrazol (PP333) 多效唑、氯丁唑	118.0/5g		WAKO
153854	Zeatin (ZT) 玉米素、植物细胞分裂素	195.0/5mg	1580.0/100mg	ICN- IY153854

引发剂

	2,2'-Azobis(2-methylpropionamide)			
011-11065*	dihydrochloride; 偶氮脒类引发剂 V50	220/25g; 1500/500g		
	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane]			
011-19365*	Dihydrochloride; 环偶氮脒类引发剂 VA-044	2040/500g		

生物染料和指示剂

113550*	溴酚蓝 Bromophenol Blue	238/25g		
121410	考马斯兰 G-250 Coomassie Brilliant BlueG-250	268/25g		

T0793	MTT 噻唑兰	275.0/1g	1160.0/5g	AR, Seebio
484235	NBT 四氮唑蓝	409.2/500mg		AR, Seebio
	5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐 (BCIP)			
203788	5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate	601.2/100mg		
203787	BCIP/INT	985.3/100ml		
203795	BCIP/TNBT	1018.7/100ml		
203790	BCIP/NBT	601.2/100ml		
	3-氨基-9-乙基咔唑(AEC)			
	3-Amino-9-Ethylcarbazole			
	考马斯亮兰 R-250			
1121421	Coomassie Brilliant Blue R-250	258/25g		
	考马斯亮兰 G-250			
1121410	Coomassie Brilliant Blue G-250	268/25g		
	溴化乙啶			
136401	Ethidium Bromide (EB)	432/5g		
0428	X-Gal 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-吡喃半乳糖苷	680.0/500mg	1230.0/1g	>98.0%,酶底物, Amresco
B1166	X-GLU	1680.0/100mg		>98.0%,酶底物, Amresco
B0085	X-GLUC	990.0/100mg		>95.0%,酶底物, Amresco
	丹磺酰氯 DANCI			
605-65-2	5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride	5g		
	5,5-二巯基(2-硝基苯酸) DTNB			
69-78-3	5,5-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)	5g		
	2,2'-联喹啉-4,4'-二羧酸钠 BCA			
979-88-4	2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt,	5g		
	3,3'-[1-(苯氨酰基)-3,4 四氮唑]-二(4-甲氧基-6-硝基)苯磺酸钠 XTT			
	3,3'-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic acid hydrate,	250mg		
111072-31-2	四唑紫,TV			
1719-71-7	2,5-Diphenyl-3-(1-naphthyl)-2H-tetrazoliumchloride	5g		
298-95-3	Neotetrazolium chloride, Neo-BT	5g		
1871-22-3	Tetrazolium blue chloride, BT	5g		
	碘硝基氯化四氮唑蓝, INT			
146-68-9	Iodonitrotetrazolium chloride	5g		
	4-[3-(4-碘苯基)-2-(2,4-二硝基苯基)-2H-5-四氮唑]-1,3-苯磺酸钠, WST 3			
	4-[3-(4-碘苯基)-2-(2,4-二硝基苯基)-2H-5-tetrazolium]-1,3-benzene disulfonate	5g		
150849-52-83	4-[3-(4-碘苯基)-2-(2-甲基-4-硝基苯基)-2H-5-四氮唑]-1,3-苯磺酸钠, WST-8			
	4-[3-(4-硝基苯基)-2-(2-甲氧基-4-硝基苯基)-2H-5-tetrazolium]-1,3-benzene disulfonate	100mg		
150849-52-88	H-5-tetrazolium]-1,3-benzene disulfonate	100mg		
	4-[3-(4-碘苯基)-2-(4-硝基苯基)-2H-5-四氮唑]-1,3-苯磺酸钠			
150849-52-8	4-[3-(4-碘苯基)-2-(4-硝基苯基)-2H-5-tetrazolium]	100mg		

]-1,3-benzene disulfonate, WST-1		
	2,2'-联喹啉-4,4'-二羧酸钠(BCA)		
979-88-4	2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt	1500/5g	
KY2003A	GeneFindr™ 染料 (EB 溴化乙锭的新型替代品, 无毒无致使癌作用)	280 /500ul	
	N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠盐, DAOS		
DOC06-12	N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy aniline, sodium salt	1325/5g	
试剂盒			
C305325	检测 sAg 包被物 Anti-sAb	550/10000T	>1:1000
C305361	Apo(A)		1: 150 5ml/支; 1.5ml/支
C305363	Apo(B)		1: 200 10ml/支
C305365	Apo(A-1)		10ml/支
WAKO 原装进口试剂盒			
	Human Apo B-48 ELISA kit	10,378/kit	Apo B-48
636-07281	Mouse Insulin ELISA kit (S type)	7,936/kit	胰岛素, 糖尿病研究
633-03411	Mouse Insulin ELISA kit (U type)	7,936/kit	胰岛素, 糖尿病研究
637-07191	Rat Insulin ELISA kit (S type)	7,936/kit	胰岛素, 糖尿病研究
636-05581	Rat Insulin ELISA kit (U-E type)	7,936/kit	胰岛素, 糖尿病研究
633-01451	Dog Insulin ELISA kit	6,528/kit	胰岛素, 糖尿病研究
630-01461	Pig Insulin ELISA kit	6,528/kit	胰岛素, 糖尿病研究
634-07101	Hamster Insulin Standard solution	6,400/kit	胰岛素, 糖尿病研究
631-07111	Rabbit Insulin Standard solution	6,400/kit	胰岛素, 糖尿病研究
631-07231	Mouse C-peptide ELISA kit (U type)	8,320/kit	C 肽, 糖尿病研究
639-07271	Rat C-peptide ELISA kit (U type)	9,600/kit	C 肽, 糖尿病研究
632-07141	Mouse Resistin ELISA kit	7,936/kit	抵抗素
634-04301	Mouse Albumin ELISA kit	7,040/kit	小鼠白蛋白
631-04311	Rat Albumin ELISA kit	7,040/kit	大鼠白蛋白
639-02891	Mouse IgE ELISA kit	7,424/kit	IgE
632-04341	Rat IgE ELISA kit	7,424/kit	IgE
639-07651	Mouse anti-OVA-IgE ELISA kit	7,936/kit	卵清蛋白-IgE
636-07661	Mouse anti-OVA-IgG1 ELISA kit	7,936/kit	卵清蛋白-IgG1
639-04351	Mouse anti-DNP-IgE ELISA kit	7,936/kit	二硝基苯酚-IgE
633-02671	Mouse IgG-Rheumatoid ELISA kit	7,168/kit	IgG
630-02681	Mouse IgM-Rheumatoid ELISA kit	7,168/kit	IgM
637-02691	Mouse anti-ds DNA ELISA kit	7,168/kit	双链 DNA
630-02701	Mouse anti-ss DNA ELISA kit	7,168/kit	单链 DNA
636-07161	Rabbit CRP ELISA kit	5,760	C-活性蛋白
NBD 公司 骨代谢类 ELISA kit (有进口注册证) 96T/kit			
1CRL4000	尿 I 型胶原 C 端肽 Urine CrossLaps(r)	5800	
4CRL4000	血清 I 型胶原 C 端肽 Serum CrossLaps(r)	6800	
3OSC4000	骨钙素 N-MID(r) Osteocalcin ELISA	4500	
6CRL4000	破骨细胞培养 CrossLaps(r) for Culture	8000	

7OSC4000	鼠骨钙素 Rat-MID(tm) Osteocalcin	5500	
7CRL4000	尿 BETA		
1RTL4000	鼠 I 型胶原 C 端肽 RatLaps(tm)	7400	
1CAL4000	尿中 II 型胶原 C 端肽 Urine CartiLaps(r) 尿前期诊断软骨降解	11000	
2CAL4000	Urine Pre-Clinical CartiLaps(r) 血清期诊断软骨降解	9500	
3CAL4000	Urine Pre-Clinical CartiLaps(r) Bone Slices 骨切片	9500 50/片	
QUIDEL 产品 96T/kit			
8012	Metra(tm)BAP	4865	
8010	Metra(tm) PYD	4865	
8003	Metra(tm)CICP	4865	
8020	Metra(tm) YKL-40	4865	
8007	Metra(tm) DPD	4865	
8022	Metra(tm) Helical Peptide	4865	
8009	Metra(tm) Creatinine	4865	
8002	Metra(tm) Osteocalcin	4865	
8019	Metra(tm) Serum PYD	6580	
8030	Metra(tm) Total DPD	6580	
Biomedica Immunoassay 12 x 8 tests			
BI-20062	MGP ELISA	9500	
BI-20402	OPG ELISA	10500	
BI-20422H	sRANKL ELISA	10500	
BI-20432	Cathepsin K ELISA	10500	
BI-20522	sRANKL mice/rat ELISA	7380	
BI-20602	OPG murine/Rat ELISA	7382	
BI-20872	NT-proCNP ELISA	10500	
BI-5000	EZ4U Cell Proliferation Assay	2380	10 x 96 tests

培养基

日本 Nissui 即用型培养基

日本 Nissui 即用型培养基，质量优越，使用方便。仅需加水溶解到 400ml 或 200ml，即可使用。并且颗粒状粉末，减少了粉尘的污染和吸入。产品更稳定，室温保存，保质期可达三年。

货号	中文名	英文名	保存条件和保质期	规格	价格 (组)
56201	标准方法琼脂	Standard Method Agar	室温, 3 年	400mlx5	184.00
56204	去氧胆酸琼脂	Desoxycholate Agar	室温, 3 年	400mlx 5	296.00
56207	煌绿乳糖胆盐肉汤	BGLB Broth	室温, 3 年	400mlx 5	420.00
56216	咸蛋黄琼脂	Salt Egg Yolk Agar Basc	室温, 3 年	200mlx 5	330.00
56213	甘露醇盐琼脂	Mannitol Salt Agar	室温, 3 年	200mlx 5	340.00
56219	马铃薯葡萄糖琼脂	Potato Dextrose Agar	室温, 3 年	400mlx 5	313.00
56222	乳糖肉汤培养基	Lactose Broth	室温, 3 年	400mlx5	181.00
56224	沙氏琼脂培养基*	Saboureaud Agar	室温, 3 年	400mlx5	438.00
56226	X-GAL 琼脂培养基*	X-GAL Agar	室温, 3 年	400mlx5	781.00
56228	XM-G 琼脂培养基*	XM-G Agar	室温, 3 年	400mlx5	914.00
56230	X-SA 琼脂培养基*	X-SA Agar	室温, 3 年	200mlx5	856.00

西宝国产常规培养基, 广泛适合于食品工业、检验检疫相关机构、医院、药品制造企业、实验室及其他药品相关机构。

微生物干燥培养基品种一览

卫生检验系列

真菌类培养基	弧菌检测培养基	乳酸菌检测培养基
细菌总数测定、增菌培养基	李斯特氏菌检测培养基	藻类检测培养基
大肠菌群、大肠杆菌检测培养基	梭状芽孢杆菌检测培养基	放线菌检测培养基
沙门氏菌、志贺氏菌检测培养基	氯胺杆菌尖刺测培养基	药敏试验检测培养基
金黄色葡萄球菌检测培养基	粪链球菌检测培养基	
溶血性链球菌检测培养基	蜡样芽孢杆菌检测培养基	

消毒灭菌效果评价、一次性使用卫生用品检验系列

化妆品检验系列

罐头食品商业无菌检验系列

药品、生物制品检验系列

生活饮用水检验系列

显色培养基

大肠菌群显色培养基	蜡样芽孢显色培养基
大肠杆菌群显色培养基	坂崎肠杆菌显色培养基

抗干扰微生物干燥培养基

细菌平板计数琼脂培养基	真菌大样检测液体培养基
细菌大样检测液体培养基	大肠菌群测定液体培养基
真菌平板计数琼脂培养基	

一次性成品培养基

优点: 节省灭菌和培养基制备时间; 避免自制培养基产生的人工偏差; 操作简单, 复温即可使用; 结果准确, 重现性好

血琼脂、营养琼脂平板	李斯特氏菌、弧菌检测成品培养基
蜡样芽孢杆菌分离成品培养基	军团菌检测成品培养基
沙门氏菌、志贺氏菌检测成品培养基	

货号	中文名	包装	价格	用途
1010	孟加拉红琼脂 (虎红琼脂) 培养基	250g	87.00	药品、生物制品中霉菌、酵母菌的计数、分离、培养用 (GB 标准)
1011	玫瑰红钠琼脂培养基	250g	87.00	
1090	沙氏 (沙保弱氏) 琼脂培养基	250g	81.00	真菌的分离培养, 还用于一次性使用卫生用品真菌
1091	沙氏液体培养基	250g	64.00	菌落总数检测 (GB 标准)
2020	营养琼脂培养基	250g	90.00	细菌总数测定、保存菌种及纯培养用, 也可用于消毒效果测定 (GB 标准)
2070	平板计数琼脂培养基	250g	90.00	用于细菌总数的测定 (GB, SN标准)
7010	SCDLP 液体培养基	250g	100.00	用于疏水性化妆品样品处理及化妆品和一次性使用卫生用品中
7020	卵磷脂-吐温 80 营养琼脂	250g	100.00	用于化妆品细菌总数测定 (GB标准), 临用前可加入TTC, 制成TTC卵磷脂-吐温80营养琼脂, 使菌落成红色
2040	乳糖胆盐发酵培养基	250g	78.00	多管发酵法测定食品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌 (GB标准)
2050	乳糖发酵培养基 (乳糖复发酵培养基)	250g	61.00	用于多管发酵法测定食品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌群的确证试验 (GB标准)

2060	伊红美蓝琼脂培养基 (EMB)	250g	87.00	用于分离肠道致病菌特别是大肠菌群和粪大肠菌群 (GB标准)
2141A	曙红亚甲基蓝琼脂培养基	250g	87.00	用于大肠杆菌、大肠菌群的分离 (药典标准)
2210	月桂基硫酸盐胰朊肉汤 (LST)	250g	90.00	多管发酵法测定大肠菌群和粪大肠菌群 (SN标准)
1050	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA)	250g	110.00	供霉菌和酵母菌计数及分离培养 (GB标准)
H21110	麦芽汁琼脂培养基 Malt Extract Agar	250g	107.9	供酵母菌的培养、鉴定及保存菌种用

(以上产品如有质量问题无理由退换货, 代理商提供样品和分包装支持! 常用耗材促销单请另询, 还有更多产品, 请访问——西宝生物网! 代码标注“▲”的产品为特价, 其它请另询! 价格解释权归上海西宝生物公司。) 西宝生物作为一家面向生命科学领域, 一直致力于为广大科研和工业用户提供高品质实验室试剂和生产原料的专业进出口业务——西宝生物网免费索样, 近 10 万种产品欢迎选购!

还有更多产品, 欢迎登录我司网站查询! 优势代理产品品牌: WAKO、Seebio、Promega、Amresco、Hyclone、Oxoid、Dojindo、Merck、Amino、Toyobo 列等。

上海西宝生物科技有限公司

地址: 上海张江高科技园区毕升路 299 弄 11-502# 邮编: 201204

电话: 021-50272975, 502976, 50272977; 传真转 6211 分机; 移动总机: 013788960651

网址: www.cxbio.com

信箱: mamy@cxbio.com

开户行: 工行上海科苑支行

账号: 1001 1949 1900 6771 126